

NEU

Info 12.02

### Absaugung "Power Suction"

### Gipssägen mit Absaugung für professionellen Einsatz



Hauptschalter  
stufenloseRegelung

Steckdose für Gipssäge



Hepa Filter

Dieserwändigeund leistungsstarkeSaugerwurde speziellfürdasAuf-undAbsaugenvonGipssägestaubentwickelt. Die enormeSaugleistungbeträgt1450 Watt b eiderLuftleistungvon 62l/s.Aus derAbluftwerden99,97% aller Partikel gefiltertdiegrößerodergleich 0,3Mikronsind.(HEPA-Filter)

DerSaugerverfügt übereine elektronischeSaugregelungim s tufenlosenLeistungsbereichvon500Wattbis 1450 Watt . Die AbsaugungerfolgtinAbhängigkeit dereingestellten Saugleistungin einemGeräuschpegelvon63-69db (A). In K ombinationmitderGipssägeElektronik Powerübernim mtdieneuentwickelteElektronikdasselbstständige Ein-undAusschaltendesSaugersinAbhängigkeit desBetriebsderGipssäge.DieSäge kann bequemaufdemSauger abgelegt werden.DerSaugerzeichnetsichdurcheineobuste KonstruktionfürhöchsteBelastbarkeitimDauerbetrieb und einkomfortables6-Fuss-FahrgestellmitStativundAblageschaleaus.

DerSaugerwirdmitGipssägenadaptionstückgeliefert.

**TechnischeSpezifikationen**  
230 / 110 Volt,50/60Hz, 1450 Watt

## Bäramed

InstrumenteGmbH  
Enzianstraße 1  
72477 Schwenningen  
Tel.:07579/1730 Fax:2165  
www.Baeramed.de  
baeramed@t-online.de



### Gipssäge " Elektronik Power "



Art.-Nr.V-40100

230V~,50Hz

Leistung500WattLeistung500Watt

Stufenlosregelbar 6500 - 24000Schwingungen

5 MeterEuroflachsteckerkabel

Lieferungskomplett imKartoninkl.

- 1 StückSägeblattØ50mmfürNaturgipsverbände
- 1 StückSägeblattØ65mmfürNaturgipsverbände
- 2 StückGabelschlüssel für Sägeblattwechsel
- 1 StückGebrauchsanweisung

V-308050Sägeblatt50mm  
fürsynthetischeHartverbände(Blattmatt)  
V-306050Sägeblatt50mm  
fürNaturgipsverbände(Blattglänzend)

V-308065Sägeblatt65mm  
fürsynthetischeHartverbände(Blattmatt)  
V-306065Sägeblatt65mm  
fürNaturgipsverbände(Blattglänzend)

## Bäramed

Bäramed Instrumente GmbH, Enzianstraße 1, 72477 Schwenningen, Tel.: 07579/1730 Fax: 2165