


Fixateurbacken / Stäbe

Instrumente / Implantate

Der kleine Titan-Fixateur zeichnet sich durch geringes Gewicht, einfache Anwendung und hohe Stabilität aus.

Die wesentlichen Bauteile dieses Fixateurs sind Fixationsbacken mit unterschiedlichen Durchmessern. Zur Aufnahme von Verbindungsstäben ist der Backenkörper mit einer 4 mm-Bohrung versehen. Die Klemmplatten dienen der Aufnahme des Implantats und stehen in den Durchmessern 2,5 - 3,0 und 4,0 mm zur Verfügung.

Eine Weiterentwicklung sind die neuen, ovalen Backen, die eine Implantataufnahme von 2,5 bis 5,0 mm zulassen. Bewährt hat sich die Kombination aus Schanzschen Schrauben (Radius) und Kirschnerdrähten Ø 2,5 mm (Mittelhandbereich).



Titan-Backe Ø2,5/4,0 mm
Art.-Nr.: SO-560-395



Titan-Backe Ø3,0/4,0 mm
Art.-Nr.: SO-561-395



Titan-Backe Ø4,0/4,0 mm
Art.-Nr.: SO-563-395



Ovale, geschlossene Titan-Backe
Ø2,5-5,0 mm
Art.-Nr.: SO-530-395



offene Titan-Backe Ø2,5/4,0 mm
Art.-Nr.: SO-540-395



offene Titan-Backe Ø3,0/4,0 mm
Art.-Nr.: SO-562-395



offene Titan-Backe Ø4,0/4,0 mm
Art.-Nr.: SO-564-395



Ovale, offene Titan-Backe
Ø2,5-5,0 mm
Art.-Nr.: SO-520-395

Verbindungsstäbe Ø4,0 mm

Art.-Nr.:	Länge	Art.-Nr.:	Länge
SO-700-395	60 mm	SO-740-395	140 mm
SO-710-395	80 mm	SO-750-395	160 mm
SO-720-395	100 mm	SO-760-395	180 mm
SO-730-395	120 mm	SO-770-395	200 mm
		SO-780-395	250 mm



weitere Abmessungen auf Anfrage



Steckschlüssel SW7 mm, Titan
Art.-Nr.: SO-360-395



Klingelbohrschlüssel SW7 mm, Titan
Art.-Nr.: SO-350-395



Gewebeschutzhülse Ø2,0/2,7 mm
Art.-Nr.: 9-255



Spiralbohrer Ø2,5 mm, mit AO-Ansatz
Art.-Nr.: 9-016



Siebschale, Lochblech mit Einteilung und Deckel
Art.-Nr.: SO-700-301



Spiralbohrer Ø2,0 mm, mit AO-Ansatz
Art.-Nr.: 9-014

Implantate

Kirschner-Drähte mit Gewinde (Trikar spitz)

Länge	Gewindelänge	Ø	Art.-Nr.
150 mm	15 mm	2,5 mm	Titan Ti-7317
150 mm	15 mm	2,5 mm	7-317
200 mm	15 mm	2,5 mm	7-318
230 mm	20 mm	2,5 mm	7-320

Schanz'sche Schraube n (Trikar spitze)

Länge	Gewindelänge	Ø	Art.-Nr.
60 mm	20 mm	30 mm	8-120
80 mm	20 mm	30 mm	8-120
60 mm	25 mm	40 mm	8-121
100 mm	25 mm	40 mm	8-122
130 mm	25 mm	40 mm	8-121
170 mm	25 mm	40 mm	8-122

NEU

Ovale Backe
Ø2,5-5,0 mm

