

## Gipssäge Elektronik Power Cast saw Electronic Power

V-401000

230 V, 50 Hz, 500 W  
stufenlos regelbar  
6500-24000 Schw.



## Gipssäge Blue Power Cast saw blue Power

V-050002

230 V, 50 Hz, 210 W  
stufenlos regelbar  
10000-19000 Schw.




# Bäramed

Instrumente GmbH  
Enzianstraße 1  
72477 Schwenningen  
Tel.:07579/1730 Fax:2165  
[www.baeramed.de](http://www.baeramed.de)  
[info@baeramed.de](mailto:info@baeramed.de)

## Zubehör / attachments

Kompatibel für Airdrill und Akkudrill  
Compatible for Airdrill and Accudrill



Schnellspannfutter für Kirschnerdrähte  
0,8 - 3mm  
Quick Action Chuck for K-Wires  
14-842-00



Dreibackenfutter  
Three Jaw Chuck  
14-830-00



Adapter für DIN Schaft  
Adapter for DIN Chuck  
14-864-00



Adapter für Hudson Schaft  
Adapter for Hudson Chuck  
14-868-00



Adapter für Harris Schaft  
Adapter for Harris Chuck  
14-866-00



Oscillierende Säge AO Anschluß  
oscillating saw AO connector  
14-870-00



Untersetzungsgetriebe AO  
0-150 U/min  
reduction gears AO 0-150 rpm  
14-834-00



Adapter für AO Schaft  
Adapter for AO Chuck  
14-862-00



Sternumsäge  
Sternum saw  
14-838-00



Sterilrichter für Akku  
Sterilising funnel for battery  
14-811-00



**Accudrill 14-806-00**

Spannung/Voltage: 9,6 V  
Nennkapazität des Akkus 14-810-00/  
Rated capacity of battery 14-810-00: 2700 mAh  
Drehzahl/Speed: 0-800 U/min/  
0-800 r/min  
Max. Drehmoment/Max. torque: 6 Nm  
Gewicht incl. Akku/Weight incl. Battery: 1250 G/1250 gr  
Motorleistung/Motor output: 120/200 Watt  
Type gemäß Richtlinie/Type as guideline:  
EN 60601-1-2:1993  
EN 60601-1-1990 + A1:1993  
+ A2:1995, MED UMW  
Schutzart nach DIN EN 529



**Airdrill 14-806-01**

Drehzahl/Speed: 0-1.000 U/min/0-1.000 r/min  
Max. Drehmoment/Max. torque: 7 Nm  
Gewicht /Weight: 800 G/1250 grams  
Arbeitsdruck/Pressure: min 6,5, max 10 bar  
Type gemäß Richtlinie/Type as guideline:  
EN 60601-1-2:1993  
EN 60601-1-1990 + A1:1993  
+ A2:1995, MED UMW  
Schutzart nach DIN EN 529



**Saggital Säge 14-600-00**  
**Saggital saw 14-600-00**

Spannung/Voltage: 9,6 V, 12 V  
Drehzahl/Speed: 14 000 U/min/  
14 000 r/min  
Gewicht incl. Akku/Weight incl. Battery: 1250 g/1250 gr  
Motorleistung/Power: 150 Watt  
Regulierung/Regulation: stufenlos/Stepless  
Sägeblatt/Saw blade: Synthes AO  
Geräuschpegel/Noise level: 70 db

Ladegerät / Charger  
1 Akku / 1 battery  
14-814-00



Ladegerät / Charger  
2 Akkus / 2 batteries  
14-816-00



Akku / battery  
9,6 V 2700 mAh  
14-810-00



Akku / battery  
12 V 2700 mAh  
14-809-00



**Sternum Säge 14-700-00**  
**Sternum saw 14-700-00**

Spannung/Voltage: 9,6 V, 12 V  
Drehzahl/Speed: 12 000 U/min / 14 000 U/min/  
12 000 r/min / 14 000 r/min  
Gewicht incl. Akku/Weight incl. Battery: 1100 g/1100 gr  
Motorleistung/Power: 150 Watt  
Regulierung/Regulation: stufenlos/Stepless  
Sägeblatt/Saw blade: Stryker  
Geräuschpegel/Noise level: 62 db